

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: SED 清洗剂

试剂批号: 2250908

检验日期: _____

试剂规格: _____

| 项目 | 检测1 | 检测2 | 检测3 | 均值 | 判定 | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|----------|--------|--------|--------|---|
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体,不得有沉淀、颗粒或絮状物。 | | | | 符合要求 | √ | | | |
| 净含量 | 不低于标示值。 | | | | 40.5mL | 40.5mL | 40.5mL | 40.5mL | ↓ |
| | SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; INCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; | | | | 检测温度: -℃ | | | | |
| pH值 | 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。 | | | | - | - | - | - | - |
| | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC≤0.3×10 ⁹ /L | | | | - | - | - | - | - |
| | 血小板分析仪专用清洗液: PLT≤0.02×10 ¹² /L | | | | - | - | - | - | - |
| | HR-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC≤0.03×10 ¹² /L | | | | - | - | - | - | - |



检测人: _____

审核人: _____

复核人: _____

日期: _____

地点: _____

备注: _____